

# ENZYME Framework 開発仕様書 (Codex入力用) v0.4

作成日: 2026-02-09

対象: 実験プロトコルの形式化・妥当性検証・完全性/再現性評価フレームワーク「ENZYME」

想定実装言語: Python 3.11+ (MVP)

想定CLI名: enzyme

推奨ライセンス: Apache-2.0 (必要に応じて変更可)

---

## 0. 本仕様書のゴール (Codexに貼れば実装できる粒度にする)

このv0.4仕様は、次を満たす「動くENZYME (MVP)」をCodexで一括実装できることを目的とする。

1. ENZYME-IR v0.4 (JSON) を読み書きできる (HL-IR / Core-IR)
  2. ENZYME-Core (少数の基本関数) だけを信頼核 (Kernel) で検証できる
  3. ENZYME-Lib (macro) Core へのLowering (展開/コンパイル) が動く
  4. Kernelが二値 (PASS/FAIL) で形式的妥当性を検証し、機械可読Issueを返す
  5. Scoringが連続/段階で完全性・曖昧性・語彙カバレッジ・環境適合・同定性を評価し、説明を返す
  6. protocols.io等の入力を構造 (手順の順序、素材リスト) を保って取り込み、最低限 annotate 中心のIR化ができる (意味解析はMVPでは必須にしない)
  7. CLIで import / compile / validate / score / report がE2Eで動く
  8. v0.4の意図: 装置が行う区間は run\_device、人手の区間は transfer/manipulate、観察は observe を中心に表現する
  9. 「何でも箱」を防ぐため、manipulate.action\_kind と observe.features は Registry (統制語彙 + 必須キー) で拘束する (未宣言はwarn/error)
- 

## 0.1 バイオセーフティ上の扱い (仕様に組み込む)

ENZYMEはソフトウェア (形式化/検証/評価) であり、危険な生物実験の実施手順や条件の提供を目的としない。

- 例示擬似コード/例示IRには、具体的な試薬量・温度・時間・濃度・菌株/ウイルス株などを記載しない
  - 必要な値は X, T, PROGRAM など抽象変数で表す
  - LLM連携 (任意) では「原文にない情報を推測して補完しない」をデフォルト動作にする (仕様で強制)
- 

## 1. 設計思想 (LEAN/QUEENに近づけるポイント)

### 1.1 小さな信頼核 ( Small Trusted Kernel )

- Kernelが信頼するのは ENZYME-Core のみ。
- すべて的高级操作 ( macro ) は、コンパイラ ( Lowering ) によりCoreへ還元される。
- 拡張 ( macro追加、ドメイン増加 ) をしても、Kernelの複雑性は増やさない。

### 1.2 二層評価 ( 二値 + 連続 )

- 実験は物理世界/技能/環境依存であるため、正しさを二値で閉じにくい。
- ENZYMEは次の二層構造を採る。
  - Kernel Validator: 二値 ( PASS/FAIL ) で「形式的妥当性」を保証
  - Scoring Engine: 0-1の連続/段階スコアで「完全性・曖昧性・語彙・環境適合」を評価

### 1.3 人手・装置・観察の境界 ( v0.4の中心 )

- 装置が行う処理区間は run\_device のみ ( =装置プログラムを走らせる ) 。
  - 人の手の動作は transfer ( 移送 ) と manipulate ( 手技 ) に分解する。
  - 目視/顕微鏡/装置読出し等の観察は observe として第一級に記録し、条件分岐の根拠にできる。
- 

## 2. 用語

- ENZYME-HL-IR: 高級IR。macro ( 高級操作 ) を含む。人間/LLMが生成しやすい。
  - ENZYME-Core-IR: 正規形IR。Core操作のみで表現される。Kernelの入力。
  - Lowering ( 展開/コンパイル ) : HL-IRのmacroをCore操作列へ変換し、Core-IRを生成する処理。
  - Registry ( レジストリ ) : action\_kind ( 手技 ) 、device\_kind ( 装置 ) 、observation\_feature ( 観察項目 ) などの統制語彙と、必須キー/型制約を保持する設定ファイル。
  - Issue: 検証で見つかった問題 ( error/warn/info ) 。機械可読な code と path と suggested\_fix を含む。
  - Detail Level: 記述粒度 ( 0-3 ) 。粒度が上がるほど必須項目が増える ( 例: 0=骨格、1=主要パラメータ、2=機器設定、3=品質/校正/技能など ) 。
- 

## 3. ENZYME-Core ( v0.4 ) : 基本関数セット

### 3.1 コア関数一覧 ( trusted primitive set )

ENZYME-Coreは次の7操作のみを「信頼できるプリミティブ」として定義する。

1. allocate
2. transfer
3. manipulate
4. run\_device
5. observe
6. annotate

## 7. dispose

> 重要: run\_device は「装置に入力を入れ、装置プログラム/設定を走らせる」区間のみ。サンプル調整（混合、反応液作成、分注、ラベル貼り等）は含めない。

## 3.2 Step共通フィールド（Core-IR/HL-IR共通）

各ステップは次の共通形を持つ（HL-IRでも同じ。macroも同形）。

- id : string（必須。stable UUIDまたは安定ID）
- op : string（必須。Core opまたはmacro名）
- label : string（任意。人間可読）
- inputs : array of Ref（任意）
- outputs : array of Ref（任意）
- params : object（任意。ただしopごとの必須キーはここに入れる）
- provenance : object（任意。原文トレース。URL/行/ハッシュ等）
- annotations : object（任意。自由だが構造はJSON）
- tacit\_refs : array（任意。勘所エントリ参照）

## 3.3 Ref（参照）：統一形式

Refは「何を指しているか」を最低限機械可読にするための統一形式。

```
{
  "kind": "material|container|equipment|sample|data|waste|location",
  "id": "res:...",
  "location": "A1",
  "role": "source|destination|template|..."
}
```

- kind="data" は観察結果（observation）や装置出力などを指す。
- location はwell/slot/positionなど任意文字列。
- role は任意だが、Kernel/Scoringでの解析精度を上げる（例: template, destination）。

---

## 4. 値表現（quantity/symbolic/range）の標準化（MVP必須）

プロトコルには「値が書かれていない/曖昧」なケースが必ずあるため、v0.4は数値と記号値（X）を両方許容する。

### 4.1 Quantity

```
{"value": 10, "unit": "uL"}
```

### 4.2 Symbolic

```
{"symbol": "X_seed", "unit": "uL"}
```

- unit は任意だが、ある場合はpintで解釈できる単位文字列にする。

### 4.3 Range（任意: v0.4で扱う）

```
{"range": {"min": 1, "max": 3}, "unit": "min"}
```

## 4.4 Enum/Category

```
{"enum": "gentle"}
```

---

## 5. Core各操作の仕様（厳密）

### 5.1 allocate

目的:

サンプル/容器/データ等の論理的エンティティにIDを付与し、後続ステップで参照可能にする。

- 必須:
  - params.allocate\_kind: "sample" | "container" | "data" | "label" | "other"
  - outputs: 少なくとも1つ
- 任意:
  - params.name: string
  - params.initial\_state: object

Kernel規則

- outputsのRef.kindが allocate\_kind と整合する（例: allocate\_kind=sampleなら outputs[].kind=sample）

### 5.2 transfer

目的: 人が行う「移送」を表す最小単位。分注/回収/上清除去/廃液回収などもここで表す。

- 推奨:
  - inputs に source ( material/sample/container ) を含む
  - outputs に destination ( container/sample/waste ) を含む
- 必須 ( Detail Level $\geq$ 1 ) :
  - params.amount: Quantity|Symbolic|Range
  - params.transfer\_kind: "pipette" | "pour" | "aspirate" | "decant" | "other"
- 任意:
  - params.tip: "new" | "reuse" | "unknown" ( 例 )
  - params.notes: string

Kernel規則

- Detail Level $\geq$ 1で amount が無い場合は error
- amountがQuantity/Rangeでunitありの場合、pintで解釈できること（できなければ error）

### 5.3 manipulate

目的: transfer以外の「人手手技」を表す核。巧技/勘所の受け皿。

- 必須:

- params.action\_kind: string ( 統制語彙。Registry )
- 必須 ( Detail Level $\geq 1$  ) :
- params.settings: object ( action\_kindに応じた必須キーをRegistryで定義 )
- 任意:
- params.skill: object ( 勘所/熟練度/注意点など。Kernelは中身を強制しないが保持する )
- params.duration: Quantity|Symbolic|Range ( 任意 )

#### Kernel規則 ( 重要 )

- action\_kind は次のいずれか:
  - 1) 公式Registryに存在
  - 2) IR内 registries.custom.action\_kinds に宣言されている
- 1)でも2)でもない場合:
  - Detail Level 0: warn ( スコアで減点 )
  - Detail Level $\geq 1$ : error
- settings はRegistryが定義する必須キーを満たすこと ( 満たさない場合は error/warn )

### 5.4 run\_device

目的: 装置 ( 機器 ) が行う処理区間を表す唯一のコア。装置プログラム/設定を実行する。

- 必須:
  - params.device\_kind: string ( Registry )
  - params.program: object ( 装置プログラム/プロファイル/設定 )
- 推奨:
  - params.device\_ref: "eq:..." ( resources.equipment.idを参照 )
- 任意:
  - params.qc: object ( 校正情報/ログ参照など )
  - params.run\_id: string ( 装置ログと紐づける )

#### Kernel規則

- device\_kind はRegistry/カスタム宣言のいずれか
- program は device\_kind ごとの必須キー ( Registry ) を満たす

### 5.5 observe

目的: 目視/顕微鏡/装置読出しなどの観察結果を構造化して記録する。条件分岐・判断の根拠として参照される。

- 必須:
  - params.modality: string ( Registry )
  - params.features: object ( 観察項目の集合 )
  - outputs: kind="data" のRefを少なくとも1つ ( 観察結果ID )
- 推奨:
  - params.target\_refs: array of Ref ( 観察対象。inputsでも可だが明示推奨 )
  - params.confidence: number 0-1 ( 任意: 主観観察の自信度など )
- 例 features ( 抽象 ) :

- confluency, morphology, detached\_enough, colonies\_present, approx\_count, pass\_fail, viability

#### Kernel規則（重要）

- features のキーは次のいずれか:
  - 1) 公式Registryの observation\_features に存在
  - 2) IR内 registries.custom.observation\_features に宣言
- 値の型はRegistryに従う（number/bool/string/enum/range/symbolic）
- 未宣言featureは:
  - Detail Level 0: warn
  - Detail Level>=1: error

#### 5.6 annotate

目的: 出典、注意、勘所、判断根拠、コメント、LLM confidence等の付与。

- 推奨:
  - params.note: string
  - params.tags: array of string
  - params.links: array（URL等）
- Kernelは内容の真偽を評価しないが、JSON構造として妥当であることは検証する。

#### 5.7 dispose

目的: 廃棄を明示化する（バイオ廃棄物、使用済み資材など）。

- 必須（Detail Level>=1）:
    - params.disposal\_kind: "biohazard" | "chemical" | "general" | "other"
  - 推奨:
    - inputs に廃棄対象
    - outputs に waste（任意）
- 

### 6. 制御構造（if/while相当）：プロトコルグラフで表す

#### 6.1 protocolはWorkflow Graph

- protocol.start\_step\_id から開始し、protocol.edges に従って遷移する。
- edgeは次を持つ:
  - from: step\_id
  - to: step\_id
  - condition: Expression（任意。無い場合は無条件）
  - priority: number（任意。複数edgeがtrueのときの優先）

#### 6.2 Expression（条件式）：JSON AST

例:

```
{ "op": "ge", "left": { "ref": "data:obs0.features.confluency" }, "right": { "symbol": "THRESH" } }
```

演算 ( MVP ) :

- 比較: eq, ne, gt, ge, lt, le
- 論理: and, or, not
- 存在: exists
- 値: const, ref, symbol

Kernelが行うこと:

- AST構造の妥当性
  - ref が参照するデータIDが存在しうること ( 最低限: outputsにあるdata id、またはresources.data )
  - 参照パス ( features. ) のnameがRegistryで定義されていること ( 可能なら )
- 

## 7. ENZYME-IR v0.4 ( JSON ) 仕様

### 7.1 トップレベル

- schema\_version: "0.4" ( 必須 )
- ir\_kind: "hl" | "core" ( 必須 )
- metadata ( 必須 )
- resources ( 必須 )
- protocol ( 必須 )
- environment ( 任意 )
- registries ( 任意: custom宣言 )
- tacit\_knowledge ( 任意 )
- x-... ( 拡張用 )

### 7.2 metadata ( 必須 )

- title : string
- version : string ( 任意。プロトコル版 )
- source : object ( type, uri, id, retrieved\_at )
- created\_at : ISO8601
- authors[] : string ( 任意 )
- license : string ( 任意 )
- tags[] : string ( 任意 )

### 7.3 resources ( 必須 )

- materials[]: {id, name, vendor?, catalog\_number?, identifiers?}
- containers[]: {id, type, max\_volume?, geometry?, identifiers?}
- equipment[]: {id, type, model?, calibration?}
- samples[]: {id, name?, container\_ref?, notes?} ( 任意 )
- data[]: {id, name?, schema?} ( 任意 )

## 7.4 protocol ( 必須 )

- detail\_level: 0-3 ( デフォルト0 )
- steps[]: Step ( 必須 )
- start\_step\_id: string ( 必須 )
- edges[]: Edge ( 必須 )
- step\_order[]: array of step\_id ( 任意だが推奨。canonicalizationに使用 )

## 7.5 registries ( 任意: custom宣言 )

- custom.action\_kinds[]: {name, required\_settings\_keys[], settings\_schema?}
  - custom.device\_kinds[]: {name, required\_program\_keys[], program\_schema?}
  - custom.observation\_features[]: {name, value\_type, constraints?}
  - custom.modalities[]: {name}
- 

# 8. Registry v0.4 ( 統制語彙 ) : ファイル仕様

同梱ファイル: enzyme\_registry.v0\_4.json

## 8.1 必須トップレベル構造

- registry\_version: "0.4"
- core\_ops[]
- action\_kinds : dict ( name -> spec )
- device\_kinds : dict ( name -> spec )
- modalities[]
- observation\_features : dict ( name -> spec )
- macros : dict ( name -> macro spec )

## 8.2 action\_kinds spec

例:

```
"mix_gently": {
  "required_settings_keys": [],
  "settings_schema": { "type": "object", "additionalProperties": true },
  "description": "gentle mixing by human hand"
}
```

## 8.3 device\_kinds spec

例:

```
"thermocycler": {
  "required_program_keys": [ "profile_name" ],
  "program_schema": { "type": "object", "properties": { "profile_name": { "type": "string" } }, "required": [ "profile_name" ] },
  "description": "thermocycler run"
}
```



## 8.4 observation\_features spec

例:

```
"confluency": { "value_type": "number", "constraints": { "min": 0, "max": 100 } }  
"detached_enough": { "value_type": "bool" }
```

## 8.5 macros spec ( Lowering用 )

macroは「どのCore

op列に展開するか」を宣言する。MVPでは次2方式のどちらでも良いが、実装は(1)推奨。

- 1) 実装側にPython関数としてmacro展開を持ち、Registryは宣言（必要キー）だけ持つ（推奨）
- 2) Registryに展開テンプレ（mini-DSL）を持つ

v0.4では(1)を採用し、Registryには「必要paramsキー」を明示する。

---

## 9. Compiler / Lowering ( HL-IR    Core-IR )

### 9.1 基本要件

- 入力HL-IRの steps を走査し、macro opをCore op列へ展開する。
- 出力Core-IRは:
  - ir\_kind="core"
  - 全step.opがCore opsのみ
  - step\_order が決定的
  - JSONのキー順/配列順が正規化されている（canonical JSON）

### 9.2 ID生成（決定的）

- 親step S をmacro展開して k 個のCore stepを生成する場合、
  - S.1, S.2, ..., S.k のような安定IDを生成する（衝突時はsuffix）
- provenanceは親から継承し、生成stepに annotations.lowered\_from = S を付与する。

### 9.3 必須macro ( MVP )

- thermocycle:
  - 入力: params.profile\_name ( 必須 )
  - 展開: run\_device(device\_kind="thermocycler", program={"profile\_name": ...})
- incubate:
  - 入力: params.program\_name
  - 展開: run\_device(device\_kind="incubator", program={"program\_name": ...})
- centrifuge:
  - 入力: params.program\_name
  - 展開: run\_device(device\_kind="centrifuge", program={"program\_name": ...})
- measure:
  - 入力: params.device\_kind, params.program, params.features\_template?

- 展開: run\_device(...) + observe(modality="instrument\_readout", features=...)
- 

## 10. Kernel Validator (検証核) 仕様

### 10.1 入力/出力

- 入力: Core-IR ( ir\_kind="core" )
- 出力: ValidationResult
- status: "pass" | "fail"
- issues[]: Issue配列
- summary: counts ( error/warn/info )

### 10.2 検証カテゴリ ( MVP )

#### 1. Schema検証 ( enzyme\_core\_ir.schema.v0\_4.json )

#### 2. Core op制約 ( opがCoreのみ )

#### 3. Registry制約

- manipulate.action\_kind
- run\_device.device\_kind + program required keys
- observe.modality + observation\_features

#### 4. 参照整合

- resources参照が解決できる
- edgesのfrom/toが解決できる

#### 5. グラフ整合

- start\_step\_idが存在
- 1つもedgeが無い場合は error
- 到達不能ステップはwarn

#### 6. 単位/値検証

- Quantity/Rangeのunitはpintで解釈可能
- constraints ( min/max ) があるfeatureは範囲チェック ( 数値の場合 )

#### 7. 軽量ルール検証 ( 任意 )

- container.max\_volumeがある場合のtransfer超過 ( 数値の場合 )

### 10.3 Issueコード一覧 ( MVPで実装必須 )

- SCHEMA\_INVALID ( error )
- UNKNOWN\_CORE\_OP ( error )
- UNKNOWN\_ACTION\_KIND ( warn/error )
- UNKNOWN\_DEVICE\_KIND ( warn/error )
- MISSING\_REQUIRED\_PROGRAM\_KEY ( error )
- UNKNOWN\_MODALITY ( warn/error )
- UNKNOWN\_OBSERVATION\_FEATURE ( warn/error )

- REF\_NOT\_FOUND ( error )
  - STEP\_ID\_NOT\_FOUND ( error )
  - START\_STEP\_NOT\_FOUND ( error )
  - EDGE\_INVALID ( error )
  - UNIT\_PARSE\_ERROR ( error )
  - VALUE\_OUT\_OF\_RANGE ( warn/error )
- 

## 11. Scoring Engine ( 評価 ) 仕様 ( MVP )

### 11.1 スコア軸 ( 6軸 )

- S\_structural: Kernel issuesから算出 ( error=0、warnで減点 )
- S\_param: detail\_levelに応じたrequired set充足率 ( transfer.amount等 )
- S\_vocab: 標準語彙率 ( custom/unknownが多いほど減点 )
- S\_ident: 資源同定性 ( vendor/catalog/model/identifierの有無 )
- S\_ambiguity: Symbolic/Range幅/unknownの多さで減点
- S\_exec\_env: environment情報/設備参照の充足 ( device\_ref等 )、容量チェック

### 11.2 算出の具体 ( 実装要件 )

- 各スコアは0-1のfloat
  - ScoreBreakdown を返し、上位の減点要因 ( Issue集計 ) を含める
- 

## 12. Importer ( protocols.io等 ) 仕様 ( MVP )

### 12.1 方針

MVPでは「完全な意味解析」をImporterに要求しない。構造保持を最優先。

### 12.2 protocols.io変換 ( MVP )

- materials: resources.materials へ
- steps: すべて annotate stepとして格納 ( 原文テキスト/順序/provenanceを保持 )
- step順序: previous\_guid があれば復元して step\_order を作る
- start\_step\_id: 最初のstep

### 12.3 出力IR

- ir\_kind="hl" ( ただし全stepがannotateのみなら core でもよい )
  - schema\_version="0.4"
- 

## 13. CLI仕様 ( MVP )

- enzyme import protocolsio --in --out
  - enzyme compile --in --out
  - enzyme validate --in --out
  - enzyme score --in --validation --out
  - enzyme report --in --validation --scores --format md --out
- 

## 14. レポート仕様 ( MVP )

Markdownレポートは次を含む。

- メタデータ ( title, source )
  - Kernel結果 ( PASS/FAIL、Issue件数 )
  - Score ( 6軸 + total )
  - 改善提案 ( 上位Issueの要約 )
  - 用語/注記 ( detail\_level等 )
- 

## 15. 実装ブループリント ( Codexが迷わないための具体API )

### 15.1 推奨リポジトリ構成

```
enzyme/  
  __init__.py  
  cli.py  
  enzyme_ir/  
    models.py  
    schema_hl.json  
    schema_core.json  
    canonicalize.py  
  registry/  
    registry_v0_4.json  
    loader.py  
  compiler/  
    lowering.py  
    macros.py  
  kernel/  
    validate.py  
    checks_schema.py  
    checks_registry.py  
    checks_refs.py  
    checks_graph.py  
    checks_units.py  
  scoring/  
    score.py  
    profiles.py  
  importers/  
    protocolsio.py  
  reports/  
    render_md.py  
  fixtures/  
    protocolsio_fixture.json  
    expected_core.json
```

```
examples/  
  example_transformation_hl.json  
  example_transformation_core.json  
  example_colony_pcr_hl.json  
  example_cell_passage_hl.json  
tests/  
  test_schema.py  
  test_lowering.py  
  test_kernel.py  
  test_e2e.py  
pyproject.toml  
README.md
```

## 15.2 主要関数シグネチャ ( MVP )

- `load_ir(path)` -> dict
  - `save_ir(ir: dict, path)` -> None
  - `compile_hl_to_core(hl_ir: dict, registry: Registry)` -> dict
  - `validate_core_ir(core_ir: dict, registry: Registry)` -> ValidationResult
  - `score_core_ir(core_ir: dict, validation: ValidationResult, registry: Registry)` -> ScoreReport
  - `render_report_md(core_ir, validation, scores)` -> str
- 

## 16. テスト/受け入れ基準 ( MVP )

### 16.1 必須テスト

- Schema validation
- Lowering決定性 ( 同一入力 同一出力 )
- Registry未知語彙のwarn/error切替 ( detail\_level )
- protocols.io fixtureでE2E ( import compile validate score report )
- 3代表例 ( 抽象例 ) がCore-IRとしてvalidate PASSになる ( ただしスコアは高くなくてよい )

### 16.2 受け入れ基準

- CLIが一通り動き、JSON/MDを出力する
  - `validate`がPASS/FAILとIssueを返す
  - `score`が6軸+totalと根拠を返す
  - `report`が人間可読
- 

## 付録A: 3つの一般的実験プロセス ( 抽象擬似コード )

本付録は「表現力テスト」のための抽象擬似コードであり、具体的な実験条件を含まない。

### A-1. プラスミドベクターの形質転換 ( 抽象 )

```
plasmid      = allocate(kind="sample")  
cells        = allocate(kind="sample")
```

```

mix_tube      = allocate(kind="container")
select_plate = allocate(kind="container")

transfer(plasmid -> mix_tube, amount=X_dna)
transfer(cells   -> mix_tube, amount=X_cells)
manipulate(action_kind="mix_gently", inputs=[mix_tube])

run_device(device_kind="dna_delivery_device", inputs=[mix_tube], program=DNA_DELIVERY_PROGRAM)
run_device(device_kind="incubator", inputs=[mix_tube], program=RECOVERY_PROGRAM)

transfer(mix_tube -> select_plate, amount=X_plate)
manipulate(action_kind="spread_on_plate", inputs=[select_plate])

run_device(device_kind="incubator", inputs=[select_plate], program=COLONY_GROWTH_PROGRAM)
obs = observe(modality="visual", targets=[select_plate], features={...})
annotate(note=f"obs={obs}")

```

## A-2. コロニーピッキング Genotyping PCR (抽象)

```

plate      = allocate(kind="container")
colony_tube = allocate(kind="container")
pcr_tube    = allocate(kind="container")

obs_plate = observe(modality="visual", targets=[plate], features={"candidate_colonies": "..."})
manipulate(action_kind="pick_colony", inputs=[plate], outputs=[colony_tube],
  settings={"pick_target": "..."})

transfer(reagent_mastermix -> pcr_tube, amount=X_mm)
transfer(primers -> pcr_tube, amount=X_primers)
transfer(colony_tube -> pcr_tube, amount=X_template)
manipulate(action_kind="mix", inputs=[pcr_tube])

thermocycle(profile_name=PCR_PROFILE) # macro
measure(device_kind="amplicon_readout_system", program=READOUT_PROGRAM) # macro
obs = observe(modality="instrument_readout", targets=[pcr_tube], features={"pass_fail": "..."})

```

## A-3. 一般培養細胞の継代 (抽象)

```

vessel      = allocate(kind="container")
new_vessel   = allocate(kind="container")

obs0 = observe(modality="microscope", targets=[vessel], features={"confluency": "...",
  "morphology": "..."})

if obs0.confluency >= THRESH:
  transfer(vessel -> waste, amount=X_all)
  transfer(wash_buffer -> vessel, amount=X_wash)
  manipulate(action_kind="rinse", inputs=[vessel])
  transfer(vessel -> waste, amount=X_all)

  transfer(detach_reagent -> vessel, amount=X_detach)
  incubate(program_name=DETACHMENT_PROGRAM) # macro -> run_device(incubator)

  while True:
    obs_detach = observe(modality="microscope", targets=[vessel],
      features={"detached_enough": "..."})
    if obs_detach.detached_enough: break
    incubate(program_name=DETACHMENT_CONTINUE_PROGRAM)

  transfer(medium -> vessel, amount=X_neutralize)
  manipulate(action_kind="dislodge_cells", inputs=[vessel])
  transfer(vessel -> tube, amount=X_all)

```

```
centrifuge(program_name=CENTRIFUGE_PROGRAM) # macro
observe(modality="instrument_readout", targets=[tube], features={"cell_count":"...",
    "viability":"..."})

transfer(tube -> new_vessel, amount=X_seed)
incubate(program_name=CULTURE_PROGRAM)
```

---

## 付録B: ファイル構成 (v0.4パッケージ)

- ENZYME\_Spec\_v0\_4.md
- ENZYME\_Spec\_v0\_4.docx
- ENZYME\_Spec\_v0\_4.pdf
- enzyme\_ir.schema.v0\_4.json (HL-IR)
- enzyme\_core\_ir.schema.v0\_4.json (Core-IR)
- enzyme\_registry.v0\_4.json
- examples/ (抽象例のHL/Core IR JSON)
- fixtures/ (protocols.io fixtureと期待出力)
- Codex\_Prompt\_ENZYME\_v0\_4.txt (Codex貼り付け用プロンプト)